

RÉF. TT1100  
RÉF. TT1104  
RÉF. TT1106

## Mode d'emploi

TurtleTub est destiné à un seul nourrisson, sauf exception ci-dessous.

TurtleTub peut être utilisé pour plusieurs patients si un revêtement jetable est utilisé (n° de réf. TT1107 ou TT1105).

SANS LATEX OU DEHP  
BREVET EN ATTENTE



Fabriqué par :  
**CATAPULT PRODUCTS, LLC**  
Salt Lake City UT 84108  
Tél. +1 385-212-4933  
[info@turtletubbaby.com](mailto:info@turtletubbaby.com)  
[www.turtletubbaby.com](http://www.turtletubbaby.com)



## Indications d'utilisation du TurtleTub™ :

Pour le bain de nourrissons emmaillotés.

### Mode d'emploi du TurtleTub :

1. Ne jamais laisser un nourrisson sans surveillance dans le bain, ne serait-ce que quelques secondes.
2. Encourager les parents à donner le bain à leur enfant.
3. Si nécessaire, modifier l'environnement pour réduire les stimuli sensoriels.
4. Préparer les accessoires du TurtleTub à utiliser.
5. Si le TurtleTub est utilisé pour un seul patient : écrire le nom du nourrisson sur l'étiquette (sur le côté de la baignoire).
6. Si le TurtleTub est utilisé pour plusieurs patients : placer le revêtement TurtleTub dans la baignoire.
7. Dêvêtir le nourrisson.
8. Si des électrodes sont placées sur le nourrisson, les débrancher. La partie adhérente gélatifiée des électrodes peut rester sur le nourrisson. Elles sont plus faciles à enlever lorsqu'elles sont mouillées.
9. Positionner les mains du nourrisson près de son visage et l'emballoter, bien serré, avec la couverture polaire.
10. Remplir le TurtleTub d'eau jusqu'à ce que la température atteigne 38 °C. L'eau se trouvera au niveau de la poitrine du nourrisson. Si un revêtement est utilisé, s'assurer que sa bande thermomètre est bien à plat (sans plis).
11. Remplir le gobelet de rinçage d'eau et le placer dans la baignoire comme illustré à la figure 1.



Figure 1

12. Placer le nourrisson emmailloté dans la baignoire.
13. Utiliser un gant de toilette (tissu éponge carré), sans savon, pour laver le visage du nourrisson. Laver un œil, puis l'autre en allant du coin interne vers le coin externe de l'œil. Utiliser un coin propre du gant pour chaque œil. Ne nettoyer que l'oreille externe. Laver le cou et derrière les oreilles.
14. Démailloter délicatement un bras et à l'aide d'un savon liquide adapté que vous mettez sur vos mains, laver le nourrisson. Exercer une pression ferme mais douce. Rincer, puis ré-emballoter le nourrisson. Répéter pour toutes les extrémités et la poitrine. Retirer les électrodes de la poitrine. Garder le nourrisson bien emmailloté pendant toute la durée du bain.
15. Rouler le nourrisson sur le côté et lui laver le dos en frottant sur la couverture. Replacer le nourrisson sur le dos.
16. Laver ses parties génitales avec un gant de toilette.
17. Vérifier la bande-température et au besoin, ajouter de l'eau chaude.

18. Laver la tête du nourrisson en dernier afin de conserver la chaleur. Utiliser la brosse qui est fournie pour le cuir chevelu ; appuyer suffisamment pour faire plier les poils. Utiliser l'eau propre qui se trouve dans le gobelet pour rincer la tête du bébé.
19. Se rapprocher de la baignoire avec une serviette chaude (fournie par l'hôpital) coincée sous les bras.
20. Démailloter le nourrisson et le soulever hors de la baignoire dans et le placer dans la serviette chaude. Tapoter le nourrisson pour le sécher, sans oublier sa tête.
21. Placer le nourrisson sur le lit, sur une serviette chaude de l'hôpital et l'emballoter, y compris sa tête.
22. Prendre sa température axillaire.
23. Si nécessaire, placer de nouvelles électrodes sur le nourrisson.
24. Préparer le nourrisson pour qu'il soit tenu peau contre peau, nourri ou habillé et le mettre en position pour dormir.
25. Nettoyage de la baignoire utilisée pour un seul patient : jeter l'eau du bain en utilisant le bec verseur. Nettoyer le TurtleTub au savon doux et à l'eau, puis sécher.
26. Nettoyage de la baignoire utilisée pour plusieurs patients : jeter l'eau du bain en utilisant le bec verseur. Jeter le revêtement du TurtleTub. Nettoyer le TurtleTub selon le protocole de l'hôpital en vigueur pour une utilisation pour plusieurs patients.
27. Laver la couverture polaire selon le protocole de l'hôpital pour les vêtements destinés aux nourrissons.

## Numéros des articles et contenu des kits TurtleTub

N° de l'article (qté/boîte)	Description et contenu	Mono-usage	Multi-usage	Articles à la carte
TT1100 (10/boîte)	<b>Kit standard TurtleTub :</b> Chaque kit contient 1 TurtleTub avec thermomètre intégré, 1 savon liquide doux au pH neutre, 1 couverture polaire, 1 gobelet de rinçage, 1 brosse pour le cuir chevelu, 6 gants de toilette stériles et le mode d'emploi.	X		
TT1101 (50/boîte)	<b>Paquet d'accessoires du kit standard TurtleTub :</b> Chaque paquet contient 1 savon liquide doux au pH neutre, 1 brosse pour le cuir chevelu et 6 gants de toilette stériles.	X		
TT1106 (1/boîte)	<b>Kit de démarrage TurtleTub avec revêtement :</b> Chaque kit contient 5 baignoires (chacune fournie avec un thermomètre intégré et un gobelet de rinçage), 10 couvertures polaires et 25 paquets d'accessoires avec revêtement.		X	
TT1107 (50/boîte)	<b>Paquet d'accessoires TurtleTub avec revêtement :</b> Chaque paquet contient 1 revêtement jetable, 1 savon liquide doux au pH neutre, 1 brosse pour le cuir chevelu et 6 gants de toilette stériles.		X	
TT1102 (100/boîte)	<b>Savon liquide TurtleTub, sachet à usage unique :</b> 10 ml de savon liquide doux au pH neutre	X	X	X
TT1103 (25/boîte)	<b>Couvertures polaires TurtleTub</b>	X	X	X
TT1104 (10/boîte)	<b>Baignoire individuelle TurtleTub : (avec thermomètre intégré)</b>	X	X	X
TT1105 (100/boîte)	<b>Revêtements TurtleTub, en vrac</b>		X	
TT1108 (10/boîte)	<b>Sacs de rangement filet TurtleTub</b>	X	X	X